



APARAT DE SIGILAT SELIN

- Manual de utilizare -

Dragi utilizatori,

Bine ați venit la dispozitivul de sigilare medical, SELIN!

Pentru a îmbunătăți serviciul nostru continuu pentru clienți și pentru a reacționa mai rapid și mai eficient la nevoile viitoare, vă rugăm să completați „Înregistrarea clienților” înainte de a utiliza dispozitivul. Vă mulțumim pentru colaborare!

Registrul clienților:

Vă rugăm să rețineți modelul de produs, seria și numărul de referință pe partea din spate a produsului.

Vă rugăm să verificați și completați următoarea linie. Dacă contactați dealerul, vă rugăm să utilizați aceste numere de referință.

Precauții:

Vă rugăm să citiți toate procedurile de siguranță și operare din manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Urmând instrucțiunile vă vor ajuta să folosiți acest dispozitiv în siguranță și ușor;

Vă rugăm să folosiți dispozitivul întotdeauna în conformitate cu instrucțiunile furnizate;

Vă rugăm să păstrați în siguranță instrucțiunile și înregistrarea clienților;

Dacă întâmpinați dificultăți sau aveți întrebări cu privire la utilizarea sau funcționarea în siguranță a dispozitivului, vă rugăm să contactați imediat distribuitorul. Siguranța și satisfacția dvs. este obiectivul nostru principal.

1.Introducere

Dispozitivul de sigilare SELIN este un produs din sterilizator. Oferă următoarele avantaje: capacitate constantă, operare simplă, funcționare sigură, rata de întreținere mai mică și aspect

plăcut. Este foarte bine acceptat în toate spitalele și clinicile. Atributele cheie ale produsului sunt: când presiunea este modificată, SELIN se poate ajusta la cea mai bună temperatură de etanșare.

① Descrierea piesei

Placa de presiune

Placă de etanșare

Înterupător

Mânere pentru tăietor

Indicator de căldură

Buton de reglare a temperaturii

② Cablul de alimentare

Conectați puterea AC230V / 50HZ. Porniți întrerupătorul de alimentare; SELIN va dura 2 minute pentru preîncălzire. Începeți utilizarea când indicatorul luminos se stinge.

③ Temperatura de evacuare

SELIN are un sistem de control al reglării temperaturii. Puteți regla temperatura prin rotirea butonului reglabil la temperatură. Când folosiți materialul pentru pachet de asepsis (o parte este din nylon, o altă parte este din hârtie), butonul de temperatură ar trebui să fie ajustat la 1/3 din semn aer. Butonul Eddy cu acțiune în sensul contrar acelor de ceasornic, reduce temperatura, apoi butonul eddy cu Ceasornic, temperatura va crește. Când calitatea sigiliului poate atinge cerința, puteți sigila la fel.

Pachetul material mai târziu, fără a fi reglat data viitoare.

Acest dispozitiv de etanșare poate sigila materialul din cristal de înaltă calitate. Partea de hârtie trebuie să fie orientată spre partea de etanșare. Nu poate etanșa materialul postural al țevii, deoarece acest material va adera cu ușurință la polul de etanșare.

2. Instrucțiuni de utilizare

a. Funcționare

Când indicatorul luminos se stinge, SELIN este gata de utilizare. ATENȚIE: Temperatura de funcționare a barei de etanșare este foarte ridicată; aveți grijă să evitați să atingeți direct bara. Pentru o temperatură de etanșare optimă și o calitate de etanșare, selectați poziția butonului între setări 3 până la 4. Transparentele pungi de sterilizare trebuie să fie plasate între bara de presiune și bara de etanșare, cu partea de hârtie orientată în jos. Întoarceți și continuați să apăsați manivela în jos cu presiune până când punga este sigilată corect.

Atenție: Dacă punga / punga nu este presată suficient de bine, este posibil ca calitatea de etanșare să nu fie acceptabilă.

Manivela trebuie rotită și menținută sub presiune în jos timp de aproximativ 4 secunde. Apoi, fanta taie punga / punga și readuce manivela în poziția sa verticală. Operația de etanșare a unei pungi este completă.

Odată cu pornirea, operația de etanșare poate fi continuată.

b. Tăierea pungilor

Când mânerul tăietorului este tras rapid, lama de tăiere se desface din pungă. Dacă mânerul tăietorului este tras prea încet, punga de sterilizare devine încrețită și nu va fi tăiată corect. Tragerea tăietoarei înainte și înapoi poate completa tăierea pungilor.

c. Încărcarea rulourilor de pungi

Ruloul poate fi așezat pe suport; capătul ruloului poate fi introdus din spate și între bara de presiune și bara de etanșare. Cu partea de hârtie orientată în jos și asigurându-vă că benzile rămân în șina de ghidare, trageți banda înainte în față până când aveți o lungime suficientă pentru a încapsula instrumentele pentru sterilizare. Apoi, sigilați punga și tăiați-o pentru a finaliza operațiunea.

3. Parametrii

Țeavă de siguranță:T5AAC250V

Conform plăcii de identificare

Lățimea sigilării, 250mm <max>

Lățimea barei de presiune:10mm

Putere:500VA

Greutate· 5.5 Kg

4. Grilaj

Vă rugăm să verificați mai jos pasul (1,2,3);
prima tija este introdusă mai întâi în canelură, apoi pune stâlpul.

5.Întreținere

① Schimbarea barului de presiune

Atenție: Cablul de alimentare trebuie să fie deconectat și pentru a evita rănirea arderii, trebuie să lăsați bara de etanșare în jos înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere (acest lucru este foarte important când încercați să reparați sau să întrețineți mașina).

② Schimbă lamele

Utilizați cheie hexagonală pentru a slăbi cele două șuruburi de pe bara de glisare a lamei, scoateți glisa din bara. apoi demontați capacul lamei de pe bucla de glisare. după aceea. puteți schimba lama.

③ Schimbați cârpa de vopsea sigiliu

Scoateți bara de diapozitive; slăbiți cele două șuruburi de pe bara de presiune din față. apoi demontați barele de presiune din față și din spate și puteți schimba pânza de vopsea de etanșare.